

感染症検査

イヌ

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
ジステンパーウイルス (CDV)					
CDV IgG抗体	血清/ヘパリン血漿 /脳脊髄液	0.1mL	冷蔵	2～4	陰性
CDV 中和抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	3～8	陰性
CDV 共通遺伝子	鼻汁/糞便/涙液 /結膜スワブ	適量	冷蔵	3～6	陰性
	EDTA加血液/ 脳脊髄液	0.5mL			
CDV 野外株遺伝子	※			2～5	陰性
※CDV野外株遺伝子はCDV共通遺伝子が陽性時のみ受け付けます。検査材料は共通遺伝子で増幅されたPCR産物を使用します。					
パルボウイルス (CPV)					
CPV HI抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	3～5	陰性
CPV 野外株遺伝子	糞便	適量	冷蔵	2～5	陰性
	EDTA加血液/ 血清	0.4mL			
アデノウイルス (CAV)					
CAV-1 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～8	陰性
CAV-2 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～8	陰性
CAV-1抗体・CAV-2抗体 同時検査	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～8	陰性
CAV-1 遺伝子	尿/ EDTA加血液	0.4mL	冷蔵	3～5	陰性
コロナウイルス (CCoV)					
CCoV 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	2～4	陰性
CCoV 遺伝子	糞便	適量	冷蔵	3～6	陰性
パラインフルエンザウイルス (CPIV)					
CPIV 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	3～5	陰性
ヘルペスウイルス (CHV)					
CHV 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	2～8	陰性
犬バベシア (バベシアギブソニ)					
犬バベシア 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	3～6	陰性
犬バベシア 遺伝子	EDTA加血液	0.4mL	冷蔵	2～5	陰性
犬ブルセラ (ブルセラカニス)					
犬ブルセラ 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	3～6	陰性

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
トキソプラズマ(トキソプラズマゴンディ)					
トキソプラズマ 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	3～5	陰性
ネオスポラ					
ネオスポラ 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	3～6	陰性
レプトスピラ					
レプトスピラ 遺伝子	尿	1.0mL	冷蔵	3～6	陰性
	EDTA加血液	0.4mL			
※急性期(発症時)の場合は全血材料、慢性期の場合は尿材料が適当です。					
レプトスピラ・カニコラ 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～9	陰性
レプトスピラ・イクテロヘモラジー 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～9	陰性
レプトスピラ・ヘブドマデイス 抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～9	陰性
ジアルジア					
ジアルジア 抗原	糞便	適量	常温	1～8	陰性

イヌ・感染症セット

項目名	セット内容	提出材料	検体量	保存方法	所要日
犬ワクチンセット	CDV抗体・CPV抗体・CAV1抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	6～8

ネコ

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
パルボウイルス (FPV)					
FPV HI抗体	血清/ ヘパリン血漿	0.1mL	冷蔵	3～5	陰性
FPV 遺伝子	EDTA加血液/ 血清	0.4mL	冷蔵	2～5	陰性
	糞便	適量			
ヘルペスウイルス (FHV1)					
FHV1 遺伝子	鼻汁/涙液/ 結膜スワブ	適量	冷蔵	2～5	陰性
カリシウイルス (FCV)					
FCV 遺伝子	鼻汁/涙液/唾液	適量	冷蔵	6～8	陰性
猫クラミジア (クラミジア)					
クラミジア 遺伝子	鼻汁/涙液/ 結膜スワブ	適量	冷蔵	2～5	陰性
※FHV・FCV・クラミジアの材料は鼻汁・涙液・唾液を綿スワブで拭ってください。カルチャースワブやシードスワブのような寒天培地の入ったスワブは使用しないでください。					