

免疫学検査

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
クームテスト	EDTA加血液	0.5mL	常温	2～3	(イヌ) 陰性 (ネコ) 陰性
※ステロイド治療を行っている場合、検査結果が偽陰性になる場合があります。採血時から24時間以上経過すると血球表面の抗体が遊離するため偽陰性となることがあります。採血翌日に弊社へ到着するようにご依頼してください。					
抗核抗体(ANA)	血清／ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	5～7	(イヌ) 陰性 (ネコ) 陰性
心筋トロポニンI(cTnI)	ヘパリン血漿	0.2mL	凍結	2～3	(イヌ) ～20ng/L (ネコ) ～20ng/L
犬CRP	血清／ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	1～2	(イヌ) ～1.40mg/dL (ネコ) 測定不可
猫SAA(血清アミロイドA)	血清／ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	1～2	(イヌ) 測定不可 (ネコ) ～2.5μg/mL
犬血液型(赤血球DEA1.1)	EDTA加血液	0.5mL	常温	1～2	
猫血液型(A・B・AB)	EDTA加血液	0.5mL	常温	1～2	

尿・穿刺液検査

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
尿一般・沈渣定性	尿	10.0mL	冷蔵	2～4	(イヌ) 比重 1.015～1.045 pH 5.0～7.0 蛋白 (-) 糖 (-) BIL (-) KET (-) 潜血 (-) (ネコ) 比重 1.015～1.060 pH 5.0～7.0 蛋白 (-) 糖 (-) BIL (-) KET (-) 潜血 (-)
ベンスジョーンズ蛋白定性	尿	10.0mL	冷蔵	2～4	(イヌ) 陰性 (ネコ) 測定不能
尿糖定量	尿	2.0mL	冷蔵	2～4	
穿刺液一般検査	穿刺液	5.0mL	常温	2～4	
※穿刺液一般検査の細胞数・細胞種類は白血球の単核球／多核球の算定のみです。細胞の分類は細胞診でご依頼ください。					
結石分析	結石	10.0mg	常温	8～12	