

# 血液学検査

| 項目名          | 提出材料    | 検体量   | 保存方法 | 所要日数 | 参考値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 血球計数8項目(CBC) | EDTA加血液 | 0.5mL | 常温   | 1~2  | (イヌ)<br>WBC:6000~17000/ $\mu$ L<br>RBC:550~850 $\times 10^4$ / $\mu$ L<br>HGB:12.0~18.0g/dL<br>HCT:37.0~55.0%<br>MCV:60.0~77.0fL<br>MCH:19.5~26.0pg/mL<br>MCHC:32.0~36.0%<br>PLT:20.0~50.0 $\times 10^4$ / $\mu$ L<br>(ネコ)<br>WBC:5500~19500/ $\mu$ L<br>RBC:500~1000 $\times 10^4$ / $\mu$ L<br>HGB:8.0~15.0g/dL<br>HCT:24.0~45.0%<br>MCV:39.0~55.0fL<br>MCH:12.5~17.5pg/mL<br>MCHC:32.0~36.0%<br>PLT:30.0~70.0 $\times 10^4$ / $\mu$ L |
| 網状赤血球(レチクロ)  | EDTA加血液 | 0.5mL | 冷蔵   | 1~2  | (イヌ) 4.0~19.0%<br>(ネコ) 3.0~18.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 白血球像         | EDTA加血液 | 0.5mL | 常温   | 2~5  | (イヌ)<br>Neutro:60.0~75.0%<br>Lympho:12.0~30.0%<br>Mono:3.0~9.0%<br>Eosino:2.0~10.0%<br>Baso:0.1~0.7%<br>A-Lympho:0.0%<br>Mbl:0.0%<br>Pro-Myelo:0.0%<br>Myelo:0.0%<br>EBL:0個<br>(ネコ)<br>Neutro:35.0~75.0%<br>Lympho:20.0~55.0%<br>Mono:1.0~4.0%<br>Eosino:2.0~10.0%<br>Baso:0.1~0.4%<br>A-Lympho:0.0%<br>Mbl:0.0%<br>Pro-Myelo:0.0%<br>Myelo:0.0%<br>EBL:0個                                                                               |

| 項目名              | 提出材料   | 検体量   | 保存方法 | 所要日数 | 参考値                                                                                                                        |
|------------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT・APTT・フィブリノーゲン | クエン酸血漿 | 0.5mL | 凍結   | 1~2  | (イヌ)<br>PT 6.1~11.0秒<br>APTT 15.0~26.0秒<br>Fib 180~480mg/dL<br>(ネコ)<br>PT 6.0~10.0秒<br>APTT 15.0~28.0秒<br>Fib 120~398mg/dL |
| アンチトロンビンⅢ活性(ATⅢ) | クエン酸血漿 | 0.5mL | 凍結   | 1~2  | (イヌ) 116~161%<br>(ネコ) 123~162%                                                                                             |
| FDP              | クエン酸血漿 | 0.5mL | 凍結   | 1~2  | (イヌ) ~5.0μg/mL<br>(ネコ) ~5.0μg/mL                                                                                           |
| Dダイマー            | クエン酸血漿 | 0.5mL | 凍結   | 1~2  | (イヌ) ~1.0μg/mL<br>(ネコ) ~2.0μg/mL                                                                                           |
| TAT              | クエン酸血漿 | 0.2mL | 凍結   | 1~2  | (イヌ) ~0.1μg/mL<br>(ネコ) ~0.1μg/mL                                                                                           |

※試薬LOTにより参考値が変わることがあります。報告書の参考値を参照願います。

#### 凝固・線溶セット

| 項目名      | セット内容                      | 提出材料   | 検体量   | 保存方法 | 所要日 |
|----------|----------------------------|--------|-------|------|-----|
| 凝固・線溶セット | PT・APTT・Fib・AT-Ⅲ・FDP・Dダイマー | クエン酸血漿 | 1.0mL | 凍結   | 1~2 |

※規定量の採血をしてください。採血後、遠心をかけた上清を別容器に移して凍結してください。