

血中薬物検査

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
フェノバルビタール	血清／ ヘパリン血漿	0.2mL	冷蔵	1～2	(イヌ) 15.0～30.0μg/mL (ネコ) 15.0～30.0μg/mL
臭化カリウム	血清／ ヘパリン血漿	0.3mL	冷蔵	5～7	(イヌ) 2.0～3.0mg/mL (ネコ) 2.0～3.0mg/mL
ゾニサミド	血清／ ヘパリン血漿	0.3mL	冷蔵	3～5	(イヌ) 10.0～40.0μg/mL (ネコ) 参考値無し
ジゴキシン	血清／ ヘパリン血漿	0.4mL	冷蔵	3～5	(イヌ) 0.8～2.0ng/mL (ネコ) 0.8～2.0ng/mL
シクロスポリン	EDTA加血液	1.0mL	凍結	3～5	(イヌ) 参考値無し (ネコ) 参考値無し

※血中薬物検査では分離剤への薬物吸着の可能性があるので、シリコン分離剤入り採血管の使用をお控えください。