

遺伝子検査

項目名	提出材料	検体量	保存方法	所要日数	参考値
MDR1遺伝子変異検査	EDTA加血液	0.5mL	冷蔵	4～7	(イヌ) 変異無し (ネコ) 測定不可
※依頼書に犬種の記入をお願いいたします。					
イヌ・リンパ系腫瘍クローン解析	病変部/穿刺液 /EDTA加血液	0.3mL	冷蔵	6～9	(イヌ) 変異無し (ネコ) 変異無し
ネコ・リンパ系腫瘍クローン解析	病変部/穿刺液 /EDTA加血液	0.3mL	冷蔵	6～9	
c-kit遺伝子変異	20%ホルマリン固定組織 /乾燥固定標本		常温	6～9	
	生検体		冷蔵		
※肥満細胞腫と診断されたスライドの提出をお願いいたします。未診断の組織をご提出の場合は、病理診断料金も加算となります。					

※スライドは検査部位ごとに2枚以上提出してください。枚数が多いほど遺伝子検査の精度が上がります。スライド上の細胞が少ない場合は遺伝子検査の結果が出ないときもあります。

形態学検査

項目名	内容	提出材料	保存方法	所要日数
病理組織検査	標本作成+診断	20%ホルマリン 固定組織	常温	10～14
細胞診	診断	スライド	常温	6～8
血液塗抹診断	診断	標本	常温	5～7
骨髄塗抹診断	診断	標本	常温	6～8